

MedicalSafe
The best surgery and implantology products



**CATALOGO
OFFERTE**



magnetic

M A L L E T

**L'offerta
INCLUDE**

Starter KIT



**Polizza
ALL-RISK**




**1 Corso
OMAGGIO**



RIVENDITORE AUTORIZZATO

MedicalSafe
The best surgery and implantology products


Scopri Magnetic Mallet su
www.medicalsafeitaly.it




AD.D02
185x135x35 mm

KIT CHIRURGIA BASE


€ 590,00+Iva



CRILE-WOOD
AD.S11
150 mm




IRIS
AD.H02
110 mm




GERALD
AD.Q01
180 mm




AD.I02
Fig. 5



LUCAS
AD.E08
180 mm



AD.Z02
135 mm



PRICHARD
AD.V04
175 mm

NB: Ogni singolo strumento può essere ordinato singolarmente.

€ 890,00+Iva



NB: Ogni singolo strumento può essere ordinato singolarmente.



REVOLUX

NEW GENERATION COMPOSITE

REVOLUX è il rivoluzionario sistema per la realizzazione di strutture protesiche per la riabilitazione implantare. Un mix perfetto tra composito e fibra di Quarzo sinterizzata di altissima qualità, studiato per offrire la migliore resistenza meccanica dei nostri manufatti, con un'estetica impeccabile e con una riduzione drastica dei tempi di lavorazione.



Disponibile nei colori:
A2 - A3 - A3,5 - Rosa gengiva

€ 179,00



Perché utilizzare REVOLUX?

REVOLUX è creato con fibre ad altissimo contenuto di Silice che garantiscono importanti proprietà meccaniche. Le strutture realizzate con questo materiale hanno caratteristiche superiori alle strutture metalliche convenzionali

- Leggero
- Biocompatibile
- Performante e Resistente
- Stabilità dimensionale nel tempo
- Assorbe i carichi di masticazione
- Stabile alle alte temperature
- Resistente agli agenti chimici
- Strutture sempre passive

Resistenza alla compressione

Il valore ottenuto di 1786N con specifico test, dimostra come REVOLUX sia in grado di resistere e sopportare carichi di masticazione anche molto elevati (Three Point Bending Test eseguito su barra in REVOLUX, diametro di 5x4mm, lunghezza 35mm, distanza tra i punti d'appoggio di 25mm.)

REVOLUX VS PROTESI TRADIZIONALE



- 1 Estetica naturale di una struttura realizzata in REVOLUX
2 Protesi realizzata con sottostruttura metallica



NEW IMPLANT REMOVAL TOOL

Estrattore impianti

1 ESTRATTORE STANDARD Cod. 4392
1 CRICCHETTO FISSO Cod. 4393

€ 190,00



PRO-GOLD ALTEA DENTAL


ASSORTITI SX-F3

21MM Cod. 5280

25MM Cod. 4585

31MM Cod. 5168

€ 29,90



CONI CARTA/GUTTA PERCHA PRO-GOLD

ASSORTITI

CARTA F1-F3 Cod. 5183

GUTTA F1-F3 Cod. 5182

€ 7,90

PERNI IN FIBRA DI VETRO

0.8 Cod. 4373

1.0 Cod. 4374

1.2 Cod. 4375

1.4 Cod. 4376

€ 29,90



PERNI IN FIBRA QUARZO

1.0 Cod. 4561

1.2 Cod. 4562

1.4 Cod. 4563

€ 49,50

CONI DI CARTA E GUTTA PERCHA

CARTA€ 6,54

GUTTA€ 7,09



	CARTA 2%	GUTTA 2%	CARTA 4%	GUTTA 4%	CARTA 6%	GUTTA 6%
# 15	5320	5314	5332	5326	5344	5338
# 20	5321	5315	5333	5327	5345	5339
# 25	5322	5316	5334	5328	5346	5340
# 30	5323	5317	5335	5329	5347	5341
# 35	5324	5318	5336	5330	5348	5342
# 40	5325	5319	5337	5331	5349	5343

	K-FILE 25MM	K-FILE 28MM	H- FILE 25MM	H-FILE 28MM
# 8	5285	5292	5299	5306
# 10	5286	5293	5300	5307
# 15	5287	5294	5301	5308
# 20	5288	5295	5302	5309
# 25	5289	5296	5303	5310
# 30	5290	5297	5304	5311
# 35	5291	5298	5305	5312

H-FILE/K-FILE ALTEA DENTAL



€ 5,44

LUXEN RESIN CEMENT



BISFENOLO FREE

Cemento resinoso duale
a rilascio di fluoro
Idrofilo
Radiopaco
Bisfenolo Free

€ 89,90 Siringa da 10g

Gommini per rifinire e lucidare i
compositi

Grana Media rifinitura Fiamma GRANDE Cod.5266
Grana Media rifinitura Fiamma PICCOLA Cod.5267

Grana Fine lucidatura Fiamma GRANDE Cod.5269
Grana Fine lucidatura Fiamma PICCOLA Cod.5268

LUX DIACOMP



KIT FRESE PREPARAZIONI
PROTESICHE

CHAMFER
Cod. SDC10/MS-TC

LAMA COLTELLO
Cod. SDC20/MS-TLC

€ 89,90 Cad

SURGISPON[®] Dental

RAPIDO ED EFFICACE

ASSORBE 40-50 VOLTE IL PROPRIO PESO



Formati disponibili



Cubo

Conf. da
32 pz.
10x10x10 mm



Tampone

Conf. da
32 pz.
Ø 0.8x12 mm



Foglio

Conf. da
20 pz.
20x20x07 mm



Riduce il tempo post operatorio e velocizza i tempi di recupero per il paziente.



Cos'è Surgispon[®] Dental?

Surgispon[®] è una spugna di gelatina emostatica sterile, composta da schiuma di gelatina farmaceutica (collagene idrolizzato liofilizzato), che conferisce al prodotto una struttura porosa, garantendo l'emostasi.

Surgispon[®] viene tagliato, confezionato e sterilizzato mediante raggi gamma quindi non necessita di alcuna sterilizzazione a secco o in autoclave.

È confezionato in un comodo e pratico blister pronto all'uso.



Campi di utilizzo

Estrazioni e chirurgia orale.



Estrazioni di denti



Enucleazione di cisti



Dettagli



Controllo di emorragie



Surgispon - Cubi



REF: **SSP101010**

Surgispon - Tamponi



REF: **SSP1208**

Surgispon - Fogli



REF: **SSP202007**

33,90 + IVA
PER OGNI FORMATO DISPONIBILE

DISTRICA

Adesivi Tissutali

Adesivo Tissutale di Cianoacrilato ad alta viscosità per cura orale
Sviluppato per sigillare e proteggere procedure chirurgiche orali

Indicazioni:

- Medicazione chirurgica nella fase iniziale della guarigione (post-biopsia, riparazione della fessura, ecc.)
- Innesto gengivale sia per il sito donatore che per il ricevente
- Chiusura dei lembi parodontali (sbrigliamento, pianificazione delle radici, elevazione del lembo mucoperiosteo a tutto spessore, ecc.)
- Chiusura della mucosa orale da incisione (dall'estrazione del dente, interventi chirurgici periapicali, ecc.)
- Prevenzione della carie della superficie delle radici
- Terapia tascabile a secco (osteite alveolare)
- Coadiuvante delle suture a protezione delle ferite per ridurre i tassi di deiscenza e infezione
- Per stabilizzare e isolare emostatici o innesti ossei nei siti estrattivi
- Per proteggere il sito ricevente di un innesto gengivale e contribuire a stabilizzarlo
- Altre pratiche periodontali chirurgiche di routine.

Soluzione professionale:

- Sviluppato appositamente dagli specialisti per gli specialisti.
- Cianoacrilato ad alta viscosità per un'applicazione accurata e flessibile.
- Forte legame con un unico strato sottile.
- Tempo di presa rapida (30-60 secondi).
- Specifica formulazione, la sua rigidità e flessibilità agevola il fissaggio dei tessuti.
- Prodotto non tossico, inodore, sicuro e confortevole.
- Il prodotto si sfalda al naturale rigenerarsi dei tessuti.



Facilita il processo di guarigione



Protezione da batteri e fattori esterni



Flessibile e traspirante

ORAL ADHESIVE

Formato:

Flacone 5 gr. multi dose, incluso 50 pipette e 25 contenitori di erogazione.



€ 180,00

LIGHT CURING ORAL ADHESIVE

Formato:

10 tubi di alluminio da 1 gr. multi dose.



€ 310,00

FILL DENT FLOW

Compositi fluidi 2g



€ 15,90 Siringa da 2g

FLOW A1 Cod.1389
 FLOW A2 Cod.1390
 FLOW A3 Cod.1391
 FLOW A3,5 Cod.1392
 FLOW A4 Cod.3735

FILL DENT COMPOSITO

UNIVERSALE 4g.

A1 Cod.1468
 A2 Cod.1278
 A3 Cod.1279
 A3,5 Cod.1280
 A4 Cod.1431



€ 20,90 Siringa da 4g

BASIC BOND ADESIVO

MONO COMPONENTE



€ 44,90

FILL ETCH MORDENZANTE

5ML 37%



€ 9,90 Siringa da 5ML

OTTIMA FLUIDITÀ

TECNICA A FREDDO

MASSIMA FLUIDITÀ

TECNICA A CALDO

FILL ROOTst

Sigillanti bioceramici premiscelati.
Cementi idraulici **FLOW** a base di alluminosilicato di calcio.


Caratteristiche e Benefici

- Generazione di idrossido di calcio
- Sigillatura aderente tridimensionale
- Generazione di idrossiapatite
- Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
- Setting time: lavoro (25 min.)
- Setting time: totale (2,5 hours)
- Nessuna contrazione
- Attivazione in campo umido
- Resistenza 100 MPa

Indicazioni Cliniche

- Canali lunghi
- Canali curvi
- Anatomie complesse
- Ritrattamenti
- Canali radicolari laterali

Antibatterico



- Valore del pH stabile a 7 giorni
- L'ambiente alcalino lo rende altamente antibatterico
- Previene gli insuccessi clinici

Biocompatibile

- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
- Privo di resina
- Privo di eugenolo


Facile da utilizzare

- Pronto all'uso
- Pasta premiscelata iniettabile monocomponente
- Compatibile con Thermafil

Radiopacità



Fill Rootst e Remake Root^{ht} utilizzano ossido di zirconio per agente radiopacizzante con i più alti valori di mercato senza discolorare l'elemento.



Adesione chimica garantita grazie all'idrossiapatite



Immagine al microscopio del test sulle microinfiltrazioni (test di penetrazione); nessuna infiltrazione rilevata


PACKAGING - FILL ROOTST codice articolo: **3952**

- 1 Siringa Fill Rootst 2 g. ■ 10 puntali intarorali dritti
- 5 puntali intraorali curvi ■ Istruzioni ■ Prezzo listino: € 140,00 + IVA

PACKAGING - REMAKE ROOT^{HT} codice articolo: **0003182**

- 1 siringa Remake Root^{ht} 2 g. ■ 10 puntali intraorali dritti
- 5 puntali intraorali curvi ■ Istruzioni ■ Prezzo listino: € 168,00 + IVA

Supramid black

Filo lungh.	REF	Codice ago e lunghezza in mm	USP	EP	PREZZO
		3/8 circle, reverse cutting 	Conf. da 12 aghi		
75 cm	835	 TS-17	4 - 0	1.5	€ 42,50
75 cm 75 cm	837 838	TS-19 	4 - 0 3 - 0	1.5 2	€ 42,50
		1/2 circle, reverse cutting 			
75 cm 75 cm	8693 8694	 HS-24	4 - 0 3 - 0	1.5 2	€ 40,30
		1/2 circle, cutting taper 			
75 cm 75 cm 75 cm	8362 8363 8364	 HSR-18	5 - 0 4 - 0 3 - 0	1 1.5 2	€ 41,40

Monofil Nylon™ / Polyamide

Filo lungh.	REF	Codice ago e lunghezza in mm	USP	EP	PREZZO
		3/8 cerchio dorso tagliente 	Conf. da 12 aghi		
75 cm 75 cm 75 cm	506 507 508	 TS-19	5 - 0 4 - 0 3 - 0	1 1.5 2	€ 32,30

AssuCryl® MonoSlow Monofilamento violet, absorbable

Filo lungh.	REF	Codice ago e lunghezza in mm	USP	EP	PREZZO
		3/8 cerchio dorso tagliente 	Conf. da 12 aghi		
45 cm	M4522F	 TS-P12 PUNTA DI PRECISIONE	5 - 0	1	€ 149,90
75 cm	MS45553 Slim*	 TS-19 <i>novità</i>	4 - 0	1.5	€ 123,00

SETA Intrecciata colore nero

Filo lungh	REF	Codice ago e lunghezza in mm	USP	EP	PREZZO
		½ cerchio corpo cilindrico 	Conf. Da 36 aghi		
75 cm 75 cm 75 cm 75 cm	603/078 604/178 605/278 6235/378	 HR-17	5 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 0	1 1.5 2 3	€ 102,80
75 cm 75 cm 75 cm	606/2437 607/3437 62454437	HR-22 	4 - 0 3 - 0 2 - 0	1.5 2 3	€ 90,20
75 cm 75 cm 75 cm	608/138 609/238 610/338	HR-27 	4 - 0 3 - 0 2 - 0	1.5 2 3	€ 87,60
		3/8 cerchio dorso tagliente 			
75 cm	6533/637	 TS-15	4 - 0	1.5	€ 93,00
75 cm 75 cm 75 cm	647/386 65554 SLIM* 6555	TS-19 	4 - 0 3 - 0 2 - 0	1.5 2 3	€ 87,60
		½ cerchio dorso tagliente 			
45 cm 45 cm	66844F/236 66845F/737	HS-21 	3 - 0 2 - 0	2 3	€ 90,80
		½ cerchio cilindrico punta tagliente taper-cutting 			
75 cm 75 cm 75 cm 75 cm	621/159 622/259 63554/359 SLIM* 6365/459	 HSR-18	5 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 0	1 1.5 2 3	€ 121,80
75 cm 75 cm	625/369 626/469	HSR-27 	3 - 0 2 - 0	2 3	€ 111,80
		3/8 cerchio cilindrico punta tagliente taper-cutting 			
75 cm 75 cm	63913/249 63914/349	 TSR-18	4 - 0 3 - 0	1.5 2	€ 144,40

*SLIM - Punta "ottimizzata" più affilata e acuminata (SLIM) per una migliore ed atraumatica penetrazione dei tessuti

AssuCryl® Sutura sintetica assorbibile intrecciata viola o bianco

Filo lungh.	REF	Codice ago e lunghezza in mm	USP	EP	PREZZO
*Suffisso W: filo bianco		1/2 cerchio corpo cilindrico 	Conf. da 12 aghi		
75 cm 75 cm	4233/403V 4234/503V	 HR-17	4 - 0 3 - 0	1.5 2	€ 60,50
75 cm	4244/113V	HR-22 	3 - 0	2	€ 55,60
		3/8 cerchio dorso tagliente 			
45 cm	45202F/394V	 TS-P12 PUNTA DI PRECISIONE	5 - 0	1	€ 88,00
75 cm	4532 4533	 novità TS-15	5 - 0 4 - 0	1 1.5	€ 65,60
75 cm	4553/793V	TS-19 	4 - 0	1.5	€ 57,00
75 cm	4694/064V	HS-24 	3 - 0	2	€ 65,00
		1/2 cerchio cilindrico punta tagliente taper-cutting 			
75 cm 75 cm	4363/172V 4364/272V	 HSR-18	4 - 0 3 - 0	1.5 2	€ 69,40

NOVITÀ

BONE COLLECTOR

Lo strumento Bone Collector di Altea Dental ti permette di prelevare l'osso autologo, in modo rapido e sicuro, pronto per l'utilizzo, grazie alla speciale azione di taglio che lo riduce in granuli.

€ 90,00

€ 69,00+IVA



NOVITÀ

COLLUTORIO PROFESSIONALE

La particolarità è lo SPDD (sistema protezione discromie dentali).

€ 8,90

OPPURE
prezzo consigliato

€ 7,90 cad.
x 12pz.

OX GRANULI CORTICO SPONGIOSO




FORMATI DISPONIBILI	CODICE	PREZZO
0,25GR	OSP-OX35	55,25 €
0,5 GR	OSP-OX31	69,00 €
1 GR	OSP-OX32	125,80 €

MEMBRANE IN PERICARDIO HEART



FORMATI DISPONIBILI	CODICE	PREZZO
15X20X0,2	2557	136,00 €
20X20X0,2	3980	144,50 €

XENOMATRIX MATRICE TISSUTALE PER ALVEOLI BCG.XC10



€ 115,00

OX GRANULI CORTICO SPONGIOSO IN SIRINGA



FORMATI DISPONIBILI	CODICE	PREZZO
2 x 0,25ML	2556	89,25 €
2 x 0,5 ML	3117	136,00
1 x 0.25 ML	OX21N	55,25 €
1 x 0.5 ML	OX22N	68,00 €


LAMINA CORTICALE FLESSIBILE 25/30 X 20/25 X 0,9 OX08



OX 0,9 spessore 0,5 mm

€ 157,25

XENOMATRIX MATRICE TISSUTALE PER RECESSIONI BCG.XC50



€ 115,00

VESTIGE PUTTY SOFT



€ 31,00

VESTIGE LIGHT FAST 2X50ML



€ 27,66

ALGINATO DIA FAST SETTING 453g.



€ 6,90

VESTIGE PUTTY ADmix 2X380ml



€ 118,00

PUNTALI MISCELATORI GIALLI 50pz



€ 13,00

PUNTALI INTRAORALI GIALLI 50pz



€ 9,50

BOWIE DICK TEST



€ 3,90

HELIX TEST SYSTEM (50 pz.)



€ 39,90

STEAM STERILIZATION INDICATORS DI STERILIZZAZIONE (250 pz.)




€ 39,90

SPORE IN FIALA PER AUTOCLAVI (10 fiale)



€ 69,90

BOBINE PER STERILIZZAZIONE ALTA QUALITA'



MISURE	CODICE	PREZZI
55X200	3108	7,74 €
75X200	3109	11,34 €
100X200	3110	14,70 €
150X200	3111	20,82 €
200X200	3112	27,90 €
250X200	3113	33,54 €

ACQUA OSSIGENATA 1L 10 VOL



€ 2,18

ACQUA OSSIGENATA 250ML 10 VOL.



€ 0,98

ENDOCOLOR 5%



€ 9,90

AGHI STERILI PER ANESTESIA



0.3X21 COD .0047
0.3X12 COD.1310

€ 8,94

SPUGNE ENDO ROTONDE



€ 5,23 50pz

SPUGNE ENDO QUADRATE RICAMBIO



€ 15,90 25pz

GARZE STERILI 5X5



€ 9,90 50 PZ

GARZE NON STERILI 5X5 (100 pz.)



€ 3,00.

SIRINGHE CON AGO STERILI 5ML (100 pz.)



€ 17,90

AGHI PER LAVAGGI LUER



€ 11,90 100PZ

SIRINGHE LUER LOCK 10ML



€ 13,90 100 pz

RULLI SALIVARI MIS.2



€ 4,90 300gr

GHIACCIO TNT



€ 10,90 25 PZ

SALVIETTE COLORATE 3 VELI ALTA QUALITA'



Colori disponibili :
Verde
Blu
Arancio

€ 11,84. 500pz

MANTELLINE IN ROTOLO



Colori disponibili :
Blu
Verde
Bianco

€ 7,50

TRAY PAPER (250 pz.)



Colori disponibili :
Verde
Blu
Arancio
Lilla

€ 4,90

CAMICI MONOUSO TNT 50 Gr. Dispositivo MEDICO MADE IN ITALY



€ 1,89/cad.

CUFFIE MONOUSO TNT



Colori disponibili :
Blu
Verde
Bianco

€ 7,90 100pz

CAPPELLINI CHIRURGICI VERDI CON LACCI



€ 10,90 100PZ.

CANNULE ASPIRASALIVA



**Colori
disponibili :**
Verde
Blu
Arancio
Lilla
Gialle

€ 1,90 100pz

CANNULE STERILI BLU TIP STANDARD E MICRO



€ 17,90 20PZ

GUANTI STERILI DOC



MISURE	CODICE
6	O621
6,5	O401
7	O464
7,5	O463
8	O719

€ 0,90

TELI STERILI TNT



MISUR E	CODICE	PREZZI
50X50	OO41	0,41
50X75	O295	0,52
75X90	O562	0,89
75X110 U	OO97	1,38

GUANTI IN LATTICE senza polvere DOC



SCATOLA da 100PZ

€ 5,90

VISIERE PROTETTIVE SafeScreen Alta Qualità



€ 9,90

SAFEVIR SPRAY Disinfettante MANI 200ML



Soluzione
alcolica **70%**
e olio
essenziali di
limone

GEL MANI 500ML PRESIDIO MEDICO CHIR.



€ 5,90

€ 5,90

MASCHERINE CHIRURGICHE



€ 3,90 50 MASCH.

MASCHERINE FFP2



€ 0,69 Cad

NEW CONTRA-ANGLE

NOVA

BienAir⁺
Dental

Estremamente
sottile

Acciaio
inox

4 volte più
resistente
agli urti

Durata 2 volte
maggiore

Sistema anti-
frizionamento
Cooltouch+

micro
SERIES

- Testina piccola conica
Ø 6.3 mm 13.7 mm
- Acciaio inox
- Testina antiurto
- Pulsante con sistema
antifrizionamento CoolTouch+
- Valvola antiritorno
- Garanzia 2 anni
- Casco totale 2 anni



CA NOVA 1:5 L

899 €

1 x CA NOVA 1:5 L ART. 1601139-001
1 x CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES ART. 1601138-001

micro
SERIES

- Testina piccola conica
Ø 6.3 mm 12.9 mm
- Acciaio inox
- Testina antiurto
- Valvola antiritorno
- Garanzia 2 anni
- Casco totale 2 anni



CA NOVA 1:1 L

699 €

1 x CA NOVA 1:1 L ART. 1601137-001
1 x CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES ART. 1601136-001

NEW BORA 2

BORA 2 LED

569 €

1 x BORA 2 LED PER RACCORDO UNIFIX® BIEN-AIR
ART. 1601152-001

- 20 Watt
- 59 dBA
- Dimensione testa
Ø 11.9 mm 13.2 mm
- 4 spray misti asimmetrici
- Luce LED
- 2 anni di garanzia



CON VALVOLA ANTIRITORNO

BORA 2 LK

569 €

1 x BORA 2 LK PER RACCORDO MULTIFLEX® KAVO®
ART. 1601153-001

- 20 Watt
- 59 dBA
- Dimensione testa
Ø 11.9 mm 13.2 mm
- 4 spray misti asimmetrici
- Luce LED
- 2 anni di garanzia



STERISPRAY DISINFETTANTE SPRAY superfici 1 LITRO



**DISPOSITIVO
MEDICO
BASE
ALCOLICA**

€ 8,90

ALCODIS DISINFETTANTE SPRAY superfici 750ml



**ATTIVO SU VIRUS
CON MANTELLO**

**DISPOSITIVO
MEDICO
BASE
ALCOLICA**

€ 8,90

BACTILEMON SUPERFICI/ STRUMENTI



**DISPOSITIVO
MEDICO**

MULTIUSO

€ 5,90

LH SALVIETTE TNT DISINFETTANTI 72pz Superfici



**DISPOSITIVO
MEDICO**

€ 8,90

ZIMAVIR STRUMENTI



**FORMULAZIONE
CHIMICA AVANZATA**

**ATTIVO SU BIOFILM
MICROBICO
Diluizione 1%**

€ 39,00

SPORECLEAN Disinfettante per circuiti di aspirazione



€ 26,90

Q-Optics

Sistemi ingrandenti Prismatici, Galileiani, Flip-Up.

Personalizzati e su misura per te.

Scegli il tuo stile
ed il colore.



**Illuminazione
a LED con
batteria
al Litio**




MedicalSafe
The best surgery and implantology products

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Scopri i sistemi ingrandenti su
www.medicalsafeitaly.it

DIMENSIONI GRANULOMETRIA DIAMANTE • DIAMOND GRIT SIZES

TAILLE DU GRAIN DES INSTRUMENTS DIAMANTÉS • DIAMANT KÖRNUNGEN

granulometria grit definition grain korndefinition	abbreviazione abbreviation abréviation abkürzung		dimensioni grani / μ grit size / μ granulométrie / μ korn Grösse / μ		colore anello ring markings code couleur ringmarkierung	N° ISO ISO No. no ISO ISO Nr.
super grossa super - coarse extra gros supergrob	SG		181		nero black noir schwarz	544
grossa coarse gros grob	G		151		verde green vert grün	534
media medium standard standard	M		107		- - -	524
fine fine fin fein	F		40		rosso red rouge rot	514
super fine super - fine extra fin superfein	SF		20		giallo yellow jaune gelb	504

PITTOGRAMMA / PICTOGRAPHS PICTOGRAPHIES / PIKTOGRAMME



Preparazione cavità
Cavity preparation
Préparation cavitaire
Kavitätenpräparation



Preparazione coronarie
Crown preparation
Préparation coronaire
Kronenpräparation



Lavorazione su otturazione
Working on fillings
Processus de remplissage
Füllungsbearbeitung



Rimuovi Otturazione
Removal of old fillings
Retrait des vieilles obturations
Aufbohren alter Füllungen



Numero ISO
ISO No.
Numéro ISO
ISO-Nummer



Riferimento ordine prodotto
Order No.
Référence de la commande
Bestellnummer



Velocità di Rotazione consigliata
Speed recommendation
Recommandation de vitesse
Drehzahlempfehlung
otp.



Velocità di rotazione MAX
Maximum permissible speed
La vitesse maximale autorisée
Maximal zulässige Drehzahl
max.



Numero di frese per scatola
Number of pieces per box
Nombre de pièces par boîte
Stückzahl pro Karton

ESEMPIO ORDINE / ORDER EXAMPLE EXEMPLE DE COMMANDE / BESTELLBEISPIEL

801 (001)



3



Pallina
Spherical (Round)
Boule
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm



Shank No. ISO ORDER No. TEKA




FG 806 314 001 524 ... 801...M 016

REF ORDINE 801 016 M


Vari tipi di preparazione corona Various types of crown preparation

Différents types de préparation d'une couronne


Varianten der Kronenpräparation




860




850




847




859




878K



879



837



886

801 (001)

5


Pallina
Spherical (Round)
Boule
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 001 524 ...	801...M	
FG	806 314 001 544 ...	801...SG	
FG	806 314 001 534 ...	801...G	
FG	806 314 001 514 ...	801...F	
FG	806 314 001 504 ...	801...SF	



008 010 012 014 016 018 021 023 025 029

010 012 014 016 018 021 023 025 029

014 016 018 021 023 025 029

014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂

008₂ 010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂ 029₂

012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₂ 025₂

801L (697)

5


Pallina, lunga
Spherical, extra long neck
Boule larga
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 697 524 ...	801L...M	
FG	806 314 697 544 ...	801L...SG	
FG	806 314 697 534 ...	801L...G	



014 016 018 023 027

014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 027₂

014₃ 016₃ 018₃ 023₃ 027₃

014₃ 016₃ 018₃ 023₃ 027₃

Prezzo 1 conf. da 5 frese

€ 14,90 Cad.

Offerta 10 confezioni

€ 11,90 Cad.

Offerta 20 confezioni

€ 9,90 Cad.

802 (002)

5


Pallina con collare
Ball collar
Bola con extesión
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 002 524 ...	802...M	
FG	806 314 002 544 ...	802...SG	
FG	806 314 002 534 ...	802...G	
FG	806 314 002 514 ...	802...F	



008 010 012 014 016 018 023

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 023₂

014₂ 016₂ 018₃ 023₃

014₂ 016₂ 018₃ 023₃

008₂ 014₂ 016₂

805 (010)

5


Cono rovesciato
Inverted cone
Cono invertido
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 010 524 ...	805...M	
FG	806 314 010 544 ...	805...SG	
FG	806 314 010 534 ...	805...G	
FG	806 314 010 514 ...	805...F	



008 010 012 014 016 018 021 023

1,0 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6 1,9 2,5

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₂ 021₂ 023₂

014₂ 016₂ 018₃ 021₃ 023₃

012₂ 014₂ 016₂ 018₃ 021₃

008₂ 014₂ 016₂

806 (019)




Cono rovesciato con collare
Inverted cone collar
Cono invertido con extensión
Kugelförmig (rund)



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 019 524 ...	806...M	
FG	806 314 019 544 ...	806...SG	
FG	806 314 019 534 ...	806...G	



010 012 014 016 018 023

2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0

010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	023 ₂
		014 ₂	016 ₂	018 ₃	
	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃	023 ₃

807 (225)




Cono rovesciato
Inverted Cone
Cône renversé
Umgekehrter Kegel



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 225 524 ...	807...M	
FG	806 314 225 544 ...	807...SG	
FG	806 314 225 534 ...	807...G	
FG	806 314 225 514 ...	807...F	



012 014 016 018 021 023

3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0

012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	021 ₂	023 ₂
	014 ₂	016 ₂	018 ₂		
012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃	021 ₃	
012 ₂		016 ₂			

811 (038)




Barile
Barrel
Baril
Doppelkegel, innen



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 038 524 ...	811...M	
FG	806 314 038 544 ...	811...SG	
FG	806 314 038 534 ...	811...G	



033 037 040

4,2 7,0 7,0

033 ₃	037 ₃	040 ₃
033 ₃	037 ₃	040 ₃
033 ₃	037 ₃	040 ₃

813 (032)




Fresa per amalgama
Amalgam Remover
Excision d'amalgame
Amalgamentferner



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 032 524 ...	813...M	
FG	806 314 032 544 ...	813...SG	
FG	806 314 032 534 ...	813...G	



012 014 016 018

1,5 1,5 1,5 1,8

012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
		016 ₃	018 ₃
012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃



813L (523)



Fresa per amalgama
Amalgam Remover
Excision d'amalgame
Amalgamentferner



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

014 016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 3,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 523 524 ... 813L...M

014₃ 016₃


FG 806 314 523 534 ... 813L...G

014₃ 016₃

815 (040)



Ruota
Wheel
Roue
Rad



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016 018 023 027

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,7 0,7 0,8 1,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 040 524 ... 815...M

016₃ 018₃ 023₃ 027₃


FG 806 314 040 534 ... 815...G

016₃ 018₃ 023₃ 027₃

825 (304)



Lenticolare
Knife Edge
Lentille
Linse



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018 025 033

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,9 0,9 1,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 304 524 ... 825...M

018₂ 025₂ 033₂


FG 806 314 304 524 ... 825...G

025₃

830 (233)



Peretta
Pear
Poire
Birne



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018 021

Lungh./Length/Longueur/Länge in

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 233 524 ... 830...M

010₁ 012₁ 014₁ 016₁ 018₁ 021₁

FG 806 314 233 544 ... 830...SG

014₂ 016₂ 018₂ 021₂

FG 806 314 233 534 ... 830...G

012₂ 014₂ 016₂ 018₂

FG 806 314 233 514 ... 830...F

010₂ 012₂ 014₂


FG 806 314 233 504 ... 830...SF

012₂

830L (239)



Peretta lunga
Pear long
Poire, long
Birne lang



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 016 018 021 025

Lungh./Length/Longueur/Länge in

4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 239 524 ... 830L...M

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃ 025₃

FG 806 314 239 544 ... 830L...SG

014₃ 016₃ 018₃ 021₃

FG 806 314 239 534 ... 830L...G

014₃ 016₃ 018₃ 021₃

FG 806 314 239 514 ... 830L...F

012₃ 014₃ 016₃

FG 806 314 239 504 ... 830L...SF

014₃

833 (466)




Per modellazione occlusale
For modeling occlusal
Pour la modélisation occlusale
Für die Modellierung okklusalen



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 466 524 ...	833...M	
FG	806 314 466 514 ...	833...F	
FG	806 314 466 504 ...	833...SF	



018 021 031

5,9 3,5 3,5

018 ₂	021 ₂	031 ₂
018 ₃	021 ₃	031 ₃
018 ₃	021 ₃	031 ₃

834 (552)




Marcatore di profondità
Depth Marker
Marqueur de profondeur
Tiefenmarkierer



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 552 524 ...	834...M	



016 021

0,7 0,7

016 ₃	021 ₃
------------------	------------------

835 (107)




Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 107 524 ...	835...M	
FG	806 314 107 544 ...	835...SG	
FG	806 314 107 534 ...	835...G	
FG	806 314 107 514 ...	835...F	
FG	806 314 107 504 ...	835...SF	



010 012 014 016 018

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₁
		014 ₂	016 ₂	
	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
010 ₂	012 ₂	014 ₂		
		012 ₂		

835KR (156)




Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 156 524 ...	835KR..M	
FG	806 314 156 544 .	835KR..SG	
FG	806 314 156 534 ..	835KR..G	
FG	806 314 156 514 ..	835KR..F	



012 014 016 018

4,0 4,0 4,0 4,0

012 ₁	014 ₁		
	014 ₁	016 ₂	
	014 ₁	016 ₂	018 ₂
012 ₁			

836 (110)




Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 110 524 ...	836...M	
FG	806 314 110 544 ...	836...SG	
FG	806 314 110 534 ...	836...G	
FG	806 314 110 514 ...	836...F	



010 012 014 016 018 023 025


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0

010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂	023 ₂	025 ₂
		014 ₂	016 ₂			
	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃	023 ₂	025 ₂
010 ₂	012 ₂					

836KR (157)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0


Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 157 524 ...	836KR...M	
FG	806 314 157 544 ...	836KR...SG	
FG	806 314 157 534 ...	836KR...G	
FG	806 314 157 514 ...	836KR...F	

010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂
		014 ₂	016 ₂	018 ₂
	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃
010 ₂	012 ₂			

837 (111)

5

Cilindro
Cylinder
Cylindre
Zylinder flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018 025

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0


Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 111 524 ...	837...M	
FG	806 314 111 544 ...	837...SG	
FG	806 314 111 534 ...	837...G	
FG	806 314 111 514 ...	837...F	

010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	025 ₂
		014 ₂	016 ₂	018 ₂	
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
	012 ₃	014 ₃			

837KR (158)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0


Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 158 524 ...	837KR...M	
FG	806 314 158 544 ...	837KR...SG	
FG	806 314 158 534 ...	837KR...G	
FG	806 314 158 514 ...	837KR...F	

	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
		014 ₃	016 ₃	018 ₃
		014 ₃	016 ₃	018 ₃
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	

837L (112)

5

Cilindro lungo
Zylinder lang
Long Cylinder
Zylinder lang



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0


Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 112 524 ...	837L...M	
FG	806 314 112 544 ...	837L...SG	
FG	806 314 112 534 ...	837L...G	
FG	806 314 112 514 ...	837L...F	

010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
		014 ₃	016 ₃	
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
	012 ₃			

838 (137)

5

Cilindro bordi arrotondati
Round Edge Cylinder
Cylindre, bord arrondi
Zylinder Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

010 012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

4,0 4,0 4,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG 806 314 137 524 ... **838...M**
FG 806 314 137 544 ... **838...SG**
FG 806 314 137 534 ... **838...G**
FG 806 314 137 514 ... **838...F**

010₁ 012₁ 014₁
014₁
012₂ 014₂
010₂

846 (171)

5

Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

012 016 025

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 171 524 ... **846...M**
FG 806 314 171 534 ... **846...G**
FG 806 314 171 514 ... **846...F**

012₂ 016₂ 025₂
016₂ 025₂
016₂ 025₂

846KR (545)

5

Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper
Cône, bord arrondi
Konus Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG 806 314 545 524 ... **846KR...M**
FG 806 314 545 534 ... **846KR...G**
FG 806 314 545 514 ... **846KR...F**

016₂
016₂
016₂

847 (172)

5

Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe Ø 1/10 mm

010 012 014 016 018 023 033

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 172 524 ... **847...M**
FG 806 314 172 544 ... **847...SG**
FG 806 314 172 534 ... **847...G**
FG 806 314 172 514 ... **847...F**
FG 806 314 172 504 ... **847...SF**

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 023₂ 033₂
014₃ 016₃ 018₃ 023₃ 033₃
012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 023₃
010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 023₃
010₃ 012₃

847KR (546)

5


Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper
Cône, bord arrondi
Konus Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 546 524 ...	847KR...M	
FG	806 314 546 534 ...	847KR...G	
FG	806 314 546 514 ...	847KR...F	



016 023

8,0 8,0

016 ₂	023 ₂
016 ₃	023 ₃
016 ₃	023 ₃

848 (173)

5


Cono troncato
Flat End Taper
Cône, bout plat
Konus flach



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 173 524 ...	848...M	
FG	806 314 173 544 ...	848...SG	
FG	806 314 173 534 ...	848...G	
FG	806 314 173 514 ...	848...F	
FG	806 314 173 504 ...	848...SF	



010 012 014 016 018 023

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂
		016 ₃	018 ₃	023 ₃
	014 ₃	016 ₃	018 ₃	023 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	

848L (174)

5


Cono troncato, lungo
Flat End Taper long
Cône, bout plat, long
Konus flach lang



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 174 524 ...	848L...M	
FG	806 314 174 544 ...	848L...SG	
FG	806 314 174 534 ...	848L...G	



012 014 016 018 021

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃
		016 ₃	018 ₃	021 ₃
	014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃

849 (194)

5

Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 194 524 ...	849...M	
FG	806 314 194 534 ...	849...G	
FG	806 314 194 514 ...	849...F	



010 012 014 016

4,0 4,0 4,0 4,0

010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁
	012 ₂	014 ₂	016 ₂
	012 ₂		

850 (199)

5


Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 199 524 ...	850...M	
FG	806 314 199 544 ...	850...SG	
FG	806 314 199 534 ...	850...G	
FG	806 314 199 514 ...	850...F	
FG	806 314 199 504 ...	850...SF	



010 012 014 016 018 023

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂
			016 ₃	018 ₃	
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	023 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	

850KR (553)

5


Cono con bordo arrotondato
Round Edge Taper
Cône, bord arrondi
Konus Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 553 524 ...	850KR...M	



014 018

10,0 10,0

014 ₂	018 ₂
------------------	------------------

850L (200)




Cono lungo con bordo arrotondato
Long Round Taper
Cône, bout arrondi, long
Konus lang Kante rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 200 524 ...	850L...M	
FG	806 314 200 544 ...	850L...SG	
FG	806 314 200 534 ...	850L...G	
FG	806 314 200 514 ...	850L...F	
FG	806 314 200 504 ...	850L...SF	



851 (219)




Cono con punta non lavorante
Round Safe End Taper
Cône à extrémité mousse
Konus Sicherheitsspitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 219 524 ...	851...M	
FG	806 314 219 534 ...	851...G	
FG	806 314 219 514 ...	851...F	



852 (164)




Cono
X-mas tree
Cône, pointu
Konus Spitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 164 524 ...	852...M	
FG	806 314 164 544 ...	852...SG	
FG	806 314 164 534 ...	852...G	
FG	806 314 164 514 ...	852...F	
FG	806 314 164 504 ...	852...SF	



856 (198)




Cono a punta arrotondata
Round End Taper
Cône, bout arrondi
Konus rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 198 524 ...	856...M	
FG	806 314 198 544 ...	856...SG	
FG	806 314 198 534 ...	856...G	
FG	806 314 198 514 ...	856...F	
FG	806 314 198 504 ...	856...SF	



857 (220)




Cono lungo a punta arrotondata non lavorante
Round Safe End Taper
Cône, bout mousse et arrondi
Konus rund Sicherheitsspitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 220 524 ...	857...M	
FG	806 314 220 544 ...	857...SG	
FG	806 314 220 534 ...	857...G	
FG	806 314 220 514 ...	857...F	



858 (165)

5

Cono a punta
Needle
Cône, pointu
Konus Spitze




Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 165 524 ...	858...M
FG	806 314 165 544 ...	858...SG
FG	806 314 165 534 ...	858...G
FG	806 314 165 514 ...	858...F
FG	806 314 165 504 ...	858...SF



010 012 014 016 018

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂

016₃ 018₃

014₃ 016₃ 018₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃

859 (166)

5

Cono a punta
Needle
Cône, pointu
Konus Spitze




Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 166 524 ...	859...M
FG	806 314 166 544 ...	859...SG
FG	806 314 166 534 ...	859...G
FG	806 314 166 514 ...	859...F
FG	806 314 166 504 ...	859...SF



010 012 014 016 018 021

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂

018₃

014₃ 016₃ 018₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃

010₃ 012₃ 014₃ 016₃

859L (167)

5

Cono a punta lungo
Needle long
Cône, pointu long
Konus Spitze, lang




Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 167 524 ...	859L...M
FG	806 314 167 544 ...	859L...SG
FG	806 314 167 534 ...	859L...G
FG	806 314 167 514 ...	859L...F
FG	806 314 167 504 ...	859L...SF



014 016 018

11,5 11,5 11,5

014₃ 016₃ 018₃

016₃ 018₃

014₃ 016₃ 018₃

014₃ 016₃

014₃ 016₃

861 (248)

5

Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 248 524 ...	861...M
FG	806 314 248 534 ...	861...G
FG	806 314 248 514 ...	861...F
FG	806 314 248 504 ...	861...SF



012 014

6,0 6,0

012₁ 014₁

014₂

012₂ 014₂

012₂ 014₂

862 (249)

5


Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 249 524 ...	862...M	
FG	806 314 249 544 ...	862...SG	
FG	806 314 249 534 ...	862...G	
FG	806 314 249 514 ...	862...F	
FG	806 314 249 504 ...	862...SF	



010 012 014 016 018
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

010 ₂	012 ₃	014 ₂	016 ₂	018 ₂
		014 ₃	016 ₃	018 ₃
		014 ₃	016 ₃	018 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	

863 (250)

5


Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 250 524 ...	863...M	
FG	806 314 250 544 ...	863...SG	
FG	806 314 250 534 ...	863...G	
FG	806 314 250 514 ...	863...F	
FG	806 314 250 504 ...	863...SF	



010 012 014 016 018 021
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂
		014 ₂	016 ₃	018 ₃	021 ₃
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃		

864 (251)

5


Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 251 524 ...	864...M	
FG	806 314 251 544 ...	864...SG	
FG	806 314 251 534 ...	864...G	
FG	806 314 251 514 ...	864...F	
FG	806 314 251 504 ...	864...SF	



012 014 016 018
12,0 12,0 12,0 12,0

012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
	014 ₃	016 ₃	018 ₃
	014 ₃	016 ₃	018 ₃
012 ₃	014 ₃	016 ₃	
	014 ₃	016 ₃	

877 (288)

5


Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder
Cylindre, à biseau
Torpedo



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 288 524 ...	877...M	
FG	806 314 288 534 ...	877...G	
FG	806 314 288 514 ...	877...F	



010 012 018
6,0 6,0 6,0


010 ₁	012 ₁	018 ₂
	012 ₂	018 ₂
010 ₂	012 ₂	



877K (297)



Curettage
Torpedo tapered
Cône, allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 6,0 6,0

Shank ISO REF ORDINE

FG 806 314 297 524 ... 877K...M

012₁ 014₁ 016₁ 018₁

FG 806 314 297 544 ... 877K...SG

014₂ 016₂ 018₂


FG 806 314 297 534 ... 877K...G

016₂ 018₂

878 (289)



Cilindro a punta
Modified Beveled Cylinder
Cylindre, à biseau
Torpedo



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

008 010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 289 524 ... 878...M

010₂ 012₂ 014₂ 016₂ 018₂

FG 806 314 289 544 ... 878...SG

014₃ 016₃ 018₂

FG 806 314 289 534 ... 878...G

014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 289 514 ... 878...F

010₃ 012₃ 014₃ 016₃


FG 806 314 289 504 ... 878...SF

008₃ 010₃ 012₃ 014₃

878K (298)



Curettage
Torpedo tapered
Cône allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 016 018 021 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 298 524 ... 878K..M

012₂ 014₂ 016₂ 018₂ 021₂ 023₃

FG 806 314 298 544 ... 878K..SG

016₃ 018₃ 021₃ 023₃

FG 806 314 298 534 ... 878K..G

014₃ 016₃ 018₃ 023₃

FG 806 314 298 514 ... 878K..F

012₃ 014₃ 016₃ 018₃ 021₃


FG 806 314 298 504 ... 878K..SF

012₃

879 (290)



Cilindro a punta
Cylindrical Torpedo
Cylindre, à biseau
Torpedo zylindrisch



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 290 524 ... 879...M

012₂ 014₂ 016₂ 018₂

FG 806 314 290 544 ... 879...SG

014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 290 534 ... 879...G

014₃ 016₃ 018₃

FG 806 314 290 514 ... 879...F

010₃ 012₃ 014₃ 016₃ 018₃


FG 806 314 290 504 ... 879...SF

012₃ 014₃ 016₃

879L (291)



Cilindro a punta lungo
Torpedo long
Cylindre, à biseau, long



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

12,0 12,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 291 524 ... 879L...M

012₃ 014₃

FG 806 314 291 544 ... 879L...SG

014₃

FG 806 314 291 534 ... 879L...G

014₃

FG 806 314 291 514 ... 879L...F

012₃ 014₃

879K (299)




Curettage
Torpedo tapered
Cône allongé, à biseau
Torpedo konisch



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 299 524 ...	879K...M	
FG	806 314 299 544 ...	879K...SG	
FG	806 314 299 534 ...	879K...G	
FG	806 314 299 514 ...	879K...F	
FG	806 314 299 504 ...	879K...SF	



012	014	016	018	021	023
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	021 ₂	023 ₂
		016 ₃	018 ₃	021 ₃	023 ₃
	014 ₃	016 ₃	018 ₃	021 ₃	023 ₃
012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃		
	014 ₃				

880 (140)




Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi
Zylinder rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 140 524 ...	880...M	
FG	806 314 140 544 ...	880...SG	
FG	806 314 140 534 ...	880...G	
FG	806 314 140 514 ...	880...F	
FG	806 314 140 504 ...	880...SF	



010	012	014	016	018
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

010 ₁	012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₂
		014 ₂		018 ₂
	012 ₂	014 ₂	016 ₁	018 ₂
	012 ₂	014 ₂		
	012 ₂	014 ₂		

881 (141)




Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi
Zylinder rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 141 524 ...	881...M	
FG	806 314 141 544 ...	881...SG	
FG	806 314 141 534 ...	881...G	
FG	806 314 141 514 ...	881...F	
FG	806 314 141 504 ...	881...SF	



010	012	014	016	018
8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂
		014 ₃	016 ₃	018 ₃
	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃
	012 ₃	014 ₃		

882 (142)




Cilindro a punta arrotondata
Round End Cylinder
Cylindre, bout arrondi
Zylinder rund



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

Shank	ISO	REF	ORDINE N°
FG	806 314 142 524 ...	882...M	
FG	806 314 142 544 ...	882...SG	
FG	806 314 142 534 ...	882...G	
FG	806 314 142 514 ...	882...F	
FG	806 314 142 504 ...	882...SF	



012	014
10,0	10,0


012 ₂	014 ₂
	014 ₃
	014 ₃
012 ₃	014 ₃
012 ₃	



885 (130)



Cilindro a punta
Beveled Cylinder
Cylindre, bout pointu
Zylinder Spitze



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,0 6,0 6,0 6,0 8,0


Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 130 524 ...	885...M	010 ₂	012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₃
FG	806 314 130 544 ...	885...SG			014 ₃	016 ₂	018 ₃
FG	806 314 130 534 ...	885...G		012 ₃	014 ₃	016 ₂	
FG	806 314 130 514 ...	885...F	010 ₃	012 ₃	014 ₃		

886 (131)



Cilindro a punta
Beveled Cylinder
Cylindre, bout pointu
Zylinder Spitze



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012 014 016 018

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0


Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 131 524 ...	886...M	012 ₂	014 ₂	016 ₂		
FG	806 314 131 544 ...	886...SG		014 ₃	016 ₃		
FG	806 314 131 534 ...	886...G	012 ₃	014 ₃	016 ₃	018 ₃	
FG	806 314 131 514 ...	886...F	010 ₃	012 ₃	014 ₃	016 ₃	
FG	806 314 131 504 ...	886...SF	012 ₃				

888 (496)



Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

012

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

8,0


Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 496 524 ...	888...M	012 ₂
FG	806 314 496 514 ...	888...F	012 ₃

889 (540)



Fiamma
Flame
Flamme
Flamme



Diam./Size/Taille/Größe $\varnothing$ 1/10 mm

010 012

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

4,0 4,0


Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 540 524 ...	889...M	010 ₁	012 ₁
FG	806 314 540 534 ...	889...G		012 ₂
FG	806 314 540 514 ...	889...F	010 ₂	012 ₂
FG	806 314 540 504 ...	889...SF	010 ₂	012 ₂

899 (033)

5

Football
Pointed Bud
Bouton pointu
Knospenspitze



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

021 027 031

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

6,5 7,0 7,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 033 524 ...	899...M
FG	806 314 033 544 ...	899...SG
FG	806 314 033 534 ...	899...G
FG	806 314 033 514 ...	899...F
FG	806 314 033 504 ...	899...SF

021 ₃	027 ₃	031 ₃
021 ₃	027 ₃	031 ₃
021 ₃	027 ₃	031 ₃
021 ₃	027 ₃	
	027 ₃	

368 (257)

5

Football
Pointed Bud
Bouton
Knospe



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 016 018 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,5 3,5 4,5 5,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 257 524 ...	368...M
FG	806 314 257 544 ...	368...SG
FG	806 314 257 534 ...	368...G
FG	806 314 257 514 ...	368...F
FG	806 314 257 504 ...	368...SF

012 ₁	016 ₁	018 ₁	023 ₁
	016 ₂	018 ₂	023 ₂
	016 ₂	018 ₂	023 ₂
012 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂
012 ₂		018 ₂	023 ₂

369 (263)

5

Football
Bud
Bouton
Knospe



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

025

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

5,5

Shank ISO REF ORDINE N°


FG	806 314 263 524 ...	369...M
FG	806 314 263 514 ...	369...F

025 ₃
025 ₃

379 (277)

5

Ovale
Egg Shape - Football
Ovoïde
Eiform



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014 016 018 023

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

3,0 3,0 3,5 3,5 4,5

Shank ISO REF ORDINE N°

FG	806 314 277 524 ...	379...M
FG	806 314 277 544 ...	379...SG
FG	806 314 277 534 ...	379...G
FG	806 314 277 514 ...	379...F
FG	806 314 277 504 ...	379...SF

012 ₁	014 ₁	016 ₁	018 ₁	023 ₂
		016 ₂	018 ₂	023 ₂
	014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂
012 ₂	014 ₂	016 ₂	018 ₂	023 ₂
012 ₂	014 ₂	016 ₂		023 ₂

392 (465)

5

Interprossimale
Interproximal
Interdentaire
Interdental



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

016

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

5,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 465 524 ... 392...M 016₂


FG 806 314 465 514 ... 392...F 016₂

FG 806 314 465 504 ... 392...SF 016₂

909 (068)

5

Ruota
Round Wheel
Roue
Rad Reifen



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018 027 037 040

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

0,5 1,0 1,0 1,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 068 524 ... 909...M 018₃ 027₃ 037₃ 040₃


FG 806 314 068 544 ... 909...SG 037₃ 040₃

FG 806 314 068 534 ... 909...G 037₃

653 (510)

5

Reducer



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

018 020

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 510 524 ... 653...M 018₃


FG 806 314 510 544 ... 653...SG 020₃

FG 806 314 510 534 ... 653...G 020₃

882 (142) TURBO

5

Cilindro arrotondato
Round end cylinder
Cylindre à bout arrondi
Zylinder, rund



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°


FG 806 314 142 524 ... 882...M-T 012₃

FG 806 314 142 534 ... 882...G-T 012₃ 014₃

886 (131) TURBO

5

Cilindro a punta
Beveled cylinder
Cylindre pointu
Zylinder, spitz



Diam./Size/Taille/Größe ø 1/10 mm

012 014

Lungh./Length/Longueur/Länge in mm

10,0 10,0

Shank ISO REF ORDINE N°

FG 806 314 131 524 ... 886...M-T 012₃ 014₃

FG 806 314 131 544 ... 886...SG-T 012₃ 014₃

FG 806 314 131 534 ... 886...G-T 012₃ 014₃



NEW CHIROPRO ICHIRPO PRO

Con polizza
ALL-RISK
INCLUSA

Danni accidentali
Incendio
Furto



MedicalSafe
The best surgery and implantology products

RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.medicalsafeitaly.it

MedicalSafe
The best surgery and implantology products

MEDICAL SAFE SRL

Via Primo Maggio, 18 - 20021 Baranzate (Mi)

Tel: 02-356 74 85

Info@medicalsafefitaly.it

WWW.MEDICALSAFEITALY.IT