

**IMPLANTOLOGY**  
**ORAL SURGERY**

*motor systems by Bien-Air*

# PURE SIMPLICITY

S W I S S  M A D E



**NEW** CHIROPRO

**IMPLANTOLOGY**  
*motor system*

**NEW** CHIROPRO PLUS

**IMPLANTOLOGY**  
*motor system*

**ORAL SURGERY**  
*motor system*

# NEW CHIROPRO & CHIROPRO PLUS

*Semplicità.* ecco la parola chiave della nuova gamma di micromotori per implantologia e chirurgia orale sviluppata da Bien-Air Dental.

Nella fase di progettazione di questi due sistemi, tutto, sin nei minimi dettagli, è stato studiato per facilitarne l'uso.

I sistemi **Chiropro** e **Chiropro PLUS** condividono la stessa facilità d'uso, seppur destinati a campi d'applicazione diversi.

SWISS  MADE

## PRECISIONE ASSOLUTA

Grazie ad un sistema elettronico di alta precisione, la coppia selezionata sulla console corrisponde esattamente alla coppia erogata all'uscita dello strumento\*. Non occorre nessun'altra calibrazione. È davvero così semplice!

## SEQUENZE OPERATORIE PREPROGRAMMATE

Grazie alle sequenze operatorie preprogrammate minimizzerete i tempi degli interventi. In base ai dati clinici del paziente potete determinare il numero di sequenze necessarie per l'intervento, fino a 5. I parametri per ogni fase vengono visualizzati automaticamente. A questo punto potete eseguire l'intervento, in tutta semplicità.

## INTERFACCIA CHIARA E SINTETICA

Sobria e semplice, la schermata consente di avere sott'occhio tutti i dati necessari per eseguire l'intervento: tipo di strumenti, velocità, coppia, flusso d'irrigazione e senso di rotazione.

## SEMPLICE ANCHE LA MANUTENZIONE

È possibile estrarre facilmente dalla console la manopola di controllo per sterilizzarla. Inoltre la zona di controllo è protetta da un vetro molto resistente e facile da pulire. La semplicità si vede anche dai dettagli.

## PURE SIMPLICITY

### NAVIGAZIONE INTUITIVA

Grazie all'unica manopola di controllo, navigare è facilissimo. Ruotatela per far scorrere i menu e poi, semplicemente premendola, confermate la selezione. Semplice no?

### NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY  
motor system

### NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY  
motor system

ORAL SURGERY  
motor system



\* In base ai test effettuati nel laboratorio di ricerca Bien-Air Dental, i valori di coppia visualizzati sui sistemi Bien-Air Dental sono notevolmente più precisi (margine d'errore ±5%) rispetto ai valori visualizzati da altri sistemi (margine d'errore ±10%).

# NEW CHIROPRO

Sei un odontoiatra generico o specialista in implantologia alla ricerca di una soluzione semplice, rapida ed efficace per gli interventi d'implantologia?

Chiropro è la soluzione ottimale per la posa di impianti precisa e in assenza di vibrazioni.

## IMPLANTOLOGIA

Comandata da Chiropro, la combinazione nuovo micromotore MX-i e contrangolo CA 20:1 offre il meglio della tecnologia rotante per qualsiasi intervento d'implantologia.

Accoppiato al micromotore MX-i, il contrangolo CA 20:1 (disponibile anche in versione Kirschner/Meyer e Micro-Series) assicura un'ineguagliata stabilità della velocità, a garanzia di interventi precisi e in assenza di vibrazioni. Dotato di un inedito sistema di irrigazione integrato, il contrangolo CA 20:1 si distingue inoltre come manipolo per implantologia più resistente del mercato\*. Tenendo lo strumento in mano non sarete intralciati dalla linea di irrigazione. Potrete quindi eseguire in tutta sicurezza ed agevolmente tutti gli interventi.



PURE SIMPLICITY

IMPLANTOLOGY  
motor system



SWISS  MADE

\* In base ai test effettuati nel laboratorio di ricerca Bien-Air Dental, il sistema di azionamento del contrangolo CA 20:1 è stato ottimizzato per resistere ad oltre 1600 interventi a 70Ncm, a vantaggio di una durata decisamente maggiore.

# NEW CHIROPRO PLUS

Oltre all'implantologia, eseguite anche interventi di chirurgia orale?

Scoprite allora **Chiropro PLUS**, appositamente studiato per i chirurghi odontoiatri e i chirurghi maxillo-facciali. Grazie alle molteplici combinazioni, il sistema **Chiropro PLUS** è l'ideale per eseguire tutti gli interventi, compresa la parodontologia.

## CHIRURGIA ORALE (compresa l'estrazione dei terzi molari)

Abbinato al manipolo diritto PM 1:2 e al micromotore MX-i PLUS, **Chiropro PLUS** è la soluzione ottimale per gli interventi di chirurgia orale, in particolare per l'estrazione dei terzi molari.

Grazie alla potenza elevata del PM 1:2, la durata del taglio è ridotta del 70% (12 secondi per sezionare completamente un dente) e la forza richiesta nettamente inferiore. Il rischio di surriscaldamento è sensibilmente ridotto grazie al sistema di autoventilazione integrato dell'MX-i PLUS.

## CHIRURGIA ORALE E PARODONTOLOGIA

Grazie alla combinazione di **Chiropro PLUS**, micromotore MX-i PLUS e nuovo contrangolo CA 1:2.5 potete anche eseguire interventi di chirurgia orale e parodontologia.

La forma angolare del contrangolo si rivela più adatta di un manipolo diritto a seconda del campo operatorio e la coppia considerevole dell'MX-i PLUS, con il suo sistema di autoventilazione integrato, assicura un intervento rapido e senza surriscaldamento dello strumento, anche in caso di interventi lunghi e complessi. Per lavorare in tutta sicurezza!

PURE SIMPLICITY

IMPLANTOLOGY  
motor system

ORAL SURGERY  
motor system



SWISS  MADE

# NEW Contrangolo CA 1:2.5

Il nuovo CA 1:2.5 Micro-Series è il contrangolo per chirurgia e parodontologia per eccellenza.

Grazie al suo rapporto di moltiplicazione, il CA 1:2.5 Micro-Series può essere usato per numerose applicazioni cliniche: estrazione dei terzi molari, apicectomia, allungamento di corone e emisezione.

micro  
SERIES

Apicectomia

Estrazione dei terzi molari

Allungamento di corone

Emisezione

micro  
series

Bien Air  
SWISS MADE

CA 1:2.5 L  
1501055  
SN181 0023

Grazie al passaggio della linea di irrigazione all'interno del CA 1:2.5 Micro-Series, l'odontoiatra non è intralciato nei movimenti e può maneggiare comodamente lo strumento.



Conduttori multifilo  
in vetro ottico

Accoppiato al micromotore MX-i PLUS, il CA 1:2.5 Micro-Series offre un equilibrio ideale e un comfort d'uso unico.

Polivalente  
ed ergonomico

SWISS  MADE

# NEW CHIROPRO

# NEW CHIROPRO



## NEW CHIROPRO + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN REF 1700708-001



- ✓ **Navigazione intuitiva**  
un'unica manopola di controllo
- ✓ **Micromotore MX-i LED con cuscinetti a sfere in ceramica**  
3 anni di garanzia
- ✓ **Coppia massima 70 Ncm**

### Pack:

- 1 x Comando Chiopro 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Micromotore MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Pedale
- 1 x Supporto manipolo
- 5 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili
- 1 x Triopack manutenzione

## NEW CHIROPRO con 1 Contrangolo CA 20:1 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN REF 1700707-001



- ✓ **Navigazione intuitiva**  
un'unica manopola di controllo
- ✓ **Contrangolo con luce CA 20:1 L Micro-Series**  
2 anni di garanzia
- ✓ **Micromotore MX-i LED con cuscinetti a sfere in ceramica**  
3 anni di garanzia
- ✓ **Coppia massima 70 Ncm**

### Pack:

- 1 x Comando Chiopro 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Pedale
- 1 x Supporto manipolo
- 5 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili
- 1 x Triopack manutenzione

## NEW CHIROPRO con 2 Contrangolo CA 20:1 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN REF 1700707-001  
+ 1 x CA 20:1L MICRO-SERIES REF 1600692-001



- ✓ **Navigazione intuitiva**  
un'unica manopola di controllo
- ✓ **Contrangolo con luce CA 20:1 L Micro-Series**  
2 anni di garanzia
- ✓ **Micromotore MX-i LED con cuscinetti a sfere in ceramica**  
3 anni di garanzia
- ✓ **Coppia massima 70 Ncm**

### Pack:

- 1 x Comando Chiopro 3<sup>rd</sup> Gen
- 2 x Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Pedale
- 1 x Supporto manipolo
- 5 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili
- 1 x Triopack manutenzione

# NEW CHIROPRO PLUS

# NEW CHIROPRO PLUS



## NEW CHIROPRO PLUS + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO PLUS 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700710-001



- ✓ **Navigazione intuitiva**  
un'unica manopola di controllo
- ✓ **Micromotore MX-i LED PLUS**  
con cuscinetti a sfere in ceramica  
3 anni di garanzia
- ✓ **Coppia massima 80 Ncm**

#### Pack:

- 1 x Comando Chiropro PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Micromotore MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Pedale
- 1 x Supporto manipolo
- 5 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili
- 1 x Triopack manutenzione

### PACK IMPLANTOLOGY

## NEW CHIROPRO PLUS con 1 Contrangolo CA 20:1 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO PLUS 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700709-001



- ✓ **Navigazione intuitiva**  
un'unica manopola di controllo
- ✓ **Contrangolo con luce CA 20:1 L Micro-Series**  
2 anni di garanzia
- ✓ **Micromotore MX-i LED PLUS**  
con cuscinetti a sfere in ceramica  
3 anni di garanzia
- ✓ **Coppia massima 80 Ncm**

#### Pack:

- 1 x Comando Chiropro PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Pedale
- 1 x Supporto manipolo
- 5 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili
- 1 x Triopack manutenzione

### PACK ORAL SURGERY

## NEW CHIROPRO PLUS con 1 Contrangolo CA 1:2.5 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO PLUS 3<sup>RD</sup> GEN REF 1700751-001



- ✓ **Navigazione intuitiva**  
un'unica manopola di controllo
- ✓ **Contrangolo con luce CA 1:2.5 L Micro-Series**  
1 anno di garanzia
- ✓ **Micromotore MX-i LED PLUS**  
con cuscinetti a sfere in ceramica  
3 anni di garanzia
- ✓ **Coppia massima 80 Ncm**

#### Pack:

- 1 x Comando Chiropro PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Contrangolo CA 1:2.5 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
- 1 x Pedale
- 1 x Supporto manipolo
- 5 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili
- 1 x Triopack manutenzione

# CHIROPRO L

# iCHIROPRO

## CHIROPRO L con 1 Contrangolo CA 20:1 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO L REF 1700307-001



- ✓ Specifico per implantologia, chirurgia maxillo-facciale ed endodonzia
- ✓ Contrangolo con luce CA 20:1 L Micro-Series 2 anni di garanzia
- ✓ Micromotore MX-i LED con cuscinetti a sfere in ceramica 3 anni di garanzia
- ✓ Coppia massima 55 Ncm

### Pack:

- 1 x Comando Chiropro
- 1 x Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED
- 1 x Pedale
- 10 x Linee di irrigazione
- 1 x Triopack manutenzione

## CHIROPRO L con 2 Contrangolo CA 20:1 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET CHIROPRO L REF 1700307-001  
+ 1 x CA 20:1L MICRO-SERIES REF 1600692-001



- ✓ Specifico per implantologia, chirurgia maxillo-facciale ed endodonzia
- ✓ Contrangolo con luce CA 20:1 L Micro-Series 2 anni di garanzia
- ✓ Micromotore MX-i LED con cuscinetti a sfere in ceramica 3 anni di garanzia
- ✓ Coppia massima 55 Ncm

### Pack:

- 1 x Comando Chiropro
- 2 x Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED
- 1 x Pedale
- 10 x Linee di irrigazione
- 1 x Triopack manutenzione

## iCHIROPRO + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET iCHIROPRO REF 1700439-001



- ✓ Interventi multi-impianto
- ✓ Sequenze operatorie preprogrammate
- ✓ Rapporto operatorio e scheda odontoiatrica
- ✓ Pianificazione degli impianti con CoDiagnostix™
- ✓ Interfaccia multi-operatore
- ✓ Lettore codice a barre impianto
- ✓ Coppia massima 70 Ncm

### Pack:

- 1 x Comando iChiropro
- 1 x Micromotore MX-i LED, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED
- 1 x Pedale
- 10 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili per iPad
- 1 x Triopack manutenzione

## iCHIROPRO con 1 Contrangolo CA 20:1 L + TRIOPACK MANUTENZIONE

1 x SET iCHIROPRO REF 1700440-001



- ✓ Interventi multi-impianto
- ✓ Sequenze operatorie preprogrammate
- ✓ Rapporto operatorio e scheda odontoiatrica
- ✓ Pianificazione degli impianti con CoDiagnostix™
- ✓ Interfaccia multi-operatore
- ✓ Lettore codice a barre impianto
- ✓ Coppia massima 70 Ncm

### Pack:

- 1 x Comando iChiropro
- 1 x Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x Micromotore MX-i LED, 3 anni di garanzia
- 1 x Cavo MX-i LED
- 1 x Pedale
- 10 x Linee di irrigazione
- 2 x Pellicole protettive sterili per iPad
- 1 x Triopack manutenzione



# ACCESSORI OPZIONALI

# ACCESSORI OPZIONALI

**NEW** CONTRANGOLO  
CON LUCE CA 1:2.5 L

1 x CONTRANGOLO CA 1:2.5 L MICRO-SERIES  
REF 1601055-001



- Rapporto 1 :2.5: per interventi di chirurgia e parodontologia
- Sistema di irrigazione ergonomico brevettato: nessun intralcio tenendo in mano lo strumento
- Micro-Series: più compatti per più comfort
- Conduttori multifilo in vetro ottico
- Alta resistenza alla corrosione

CONTRANGOLO  
CON LUCE CA 20:1 L

1 x CONTRANGOLO CA 20:1 L MICRO-SERIES  
REF 1600692-001  
0  
1 x CONTRANGOLO CA 20:1 L STANDARD  
REF 1600598-001



- Sistema di irrigazione ergonomico brevettato: nessun intralcio tenendo in mano lo strumento
- Conduttori multifilo in vetro ottico
- Alta resistenza alla corrosione

PM 1:1  
IRRIGAZIONE  
ESTERNA

1 x PM 1:1 REF 1600052-001



- Irrigazione esterna
- Compatibile con micromotori Micro-Series
- Senza luce

PM 1:2  
IRRIGAZIONE  
ESTERNA

1 x PM 1:2 REF 1600436-001



- Calotta con tubo per irrigazione. Bloccaggio con ghiera
- Compatibile anche con i micromotori Micro-Series
- Velocità fino a 80.000 giri/min
- Senza luce

KIT MOTORE MX-i  
+ CAVO  
(PER IL NUOVO CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN)

SET MX-i LED + CAVO MX-i LED REF 1700744-001

CON:  
• 1 x MICROMOTORE MX-i LED 3<sup>rd</sup> GEN REF 1601008-001  
• 1 x CAVO MX-i LED 3<sup>rd</sup> GEN REF 1601009-001



KIT MOTORE MX-i PLUS  
+ CAVO  
(PER IL NUOVO CHIROPRO PLUS 3<sup>rd</sup> GEN / iCHIROPRO / CHIROPRO L)

SET MX-i LED PLUS + CAVO MX-i LED PLUS REF 1700758-001

CON:  
• 1 x MICROMOTORE MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> GEN REF 1600755-001  
• 1 x CAVO MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> GEN REF 1601069-001



MANOPOLA DI  
CONTROLLO  
(PER IL NUOVO CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN)

1 x MANOPOLA DI CONTROLLO  
REF 1307031-001



Manopola di controllo  
Sterilizzabile

LINEE DI  
IRRIGAZIONE

10 x LINEE DI IRRIGAZIONE  
REF 1500984-010

10 x LINEE DI IRRIGAZIONE KIRSCHNER/  
MEYER  
REF 1501635-010



Set di 10 linee di irrigazione.  
Monouso sterili

PELLICOLE  
PROTETTIVE STERILI

10 x PELLICOLE PROTETTIVE STERILI PER IPAD  
REF 1501746-010

o 10 x PELLICOLE PROTETTIVE STERILI PER NUOVO  
CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN  
REF 1502329-010



Set di 10 Pellicole protettive sterili

S W I S S  M A D E

[WWW.BIENAIR.COM](http://WWW.BIENAIR.COM)

# MANUTENZIONE



## LUBRICARE + DUOPACK MANUTENZIONE

1 x LUBRICARE REF 1600915-001

- ✓ Dispositivo di lubrificazione per turbine, manipoli e contrangoli
- ✓ Consumo: 400 cicli con 1 flacone di Spraynet e 1 flacone di Lubrifluid (5 volte più conveniente della lubrificazione manuale)

## LUBRIMED (CONF. DA 6 CARTUCCE)

1 x LUBRIMED REF 1600037-006



## DUOPACK MANUTENZIONE SPRAYNET / LUBRIFLUID

1 x LUBRIFLUID  
REF 1600064-001  
1 x SPRAYNET  
REF 1600036-001



## TRIOPACK MANUTENZIONE SPRAYNET / LUBRIFLUID / AQUACARE

1 x LUBRIFLUID  
REF 1600064-001  
1 x SPRAYNET  
REF 1600036-001  
1 x AQUACARE  
REF 1600617-001



NEW CHIROPRO

## TRADE-IN PROMOTION

Sostituisci il tuo vecchio sistema da implantologia con il nuovo Chiropro/Chiropro PLUS e beneficerai di

10% SCONTO

Sostituisci il tuo vecchio sistema di implantologia

NEW CHIROPRO





PURE SIMPLICITY

NEW CHIROPRO

[WWW.BIENAIR.COM](http://WWW.BIENAIR.COM)